

BeNano 180 Zeta Max

ナノ粒子径・ゼータ電位測定装置 by **Bettersize**



粒子径



ゼータ
電位



濃度



分子量

粒子径測定範囲 0.3 nm – 15 μ m

測定原理 動的光散乱法、電気泳動光散乱法、静的光散乱法など

超微量試料対応 わずか3 μ Lから測定可能

付加機能 分子量、粘弾性、屈折率、濃度測定

QRコードをスキャンしてBeNanoシリーズ詳細を見る
www.bettersizeinstruments.com/jp



Bettersize Instruments

4号館 小間番号 4-C30