


高濃度粒子径・ゼータ電位測定装置 AcoustoSizer II x



1wt%～40wt%の濃厚分散液の粒度分布とゼータ電位を測定する装置です。超音波を使用した測定ですので、光の透過の有無や試料の色などは関係ありません。CMPスラリー、セラミックス、顔料、酸化金属、電池材料、カーボン系試料などの測定に対応しています。試料を攪拌・循環させながら測定することが可能ですので、静置では沈降してしまう粒子径の試料の測定にも対応しています。

協和界面科学株式会社
4号館 小間番号 4-C08